

SILIMED 

conectando ciência e bem-estar

Tudo o que **você**  
precisa saber sobre  
**implantes  
de glúteo**








## Querida(o) Paciente,

O seu bem-estar e a sua segurança são duas de nossas prioridades. Sabemos como é importante que você se sinta bem ao usar qualquer roupa ou em qualquer situação, mantendo sua autoestima elevada.

A harmonia das curvas do corpo é cada vez mais valorizada e o glúteo é uma região essencial para um melhor equilíbrio.

O incômodo com a flacidez do glúteo com a passagem dos anos, a herança genética ou mesmo a insatisfação com o volume ou seu formato<sup>1</sup> podem ser resolvidos com a cirurgia de aumento dos glúteos, que melhora autoestima e a(o) torna mais confiante para expor seu corpo.

Os Implantes de Glúteo Silimed foram desenvolvidos tanto para o público feminino quanto o masculino e alcançam uma maior projeção glútea, resultando assim em um alto grau de satisfação e bem-estar.



## Os implantes se ajustam de forma harmônica e anatômica na região do glúteo.

A Silimed começou a desenvolver implantes glúteos desde os anos 80 e disponibilizou no mercado vários modelos com desenhos de renomados cirurgiões plásticos, resultante de uma parceria de sucesso.

Seguindo os avanços tecnológicos para atender às necessidades clínicas estéticas dos pacientes, a Silimed desenvolveu seu modelo exclusivo com formato diferenciado, o Implante Glúteo Quartzo, e manteve a sua linha de implante clássico redondo, permitindo que ele se adapte às diversas técnicas cirúrgicas conhecidas.

### Os Implantes de Glúteo Silimed

Ambos os formatos são confeccionados com uma membrana de elastômero resistente, preenchidos com gel silicone 100% grau médico e de alto desempenho. Por ser uma região que sofre impactos e pressões constantes, seu gel possui uma consistência e dureza desenvolvidas para assemelhar-se aos tecidos da área e manter a resistência.

# Formatos dos Implantes Glúteos Silimed para cada biotipo:

## Implante Glúteo Quartzo

Possui uma base oval, projeção alta e superfície lisa opaca, obtidos através de uma tecnologia diferenciada. É indicado para pessoas que possuem um formato de quadril com tamanho e proporção onde a altura é mais longa e sua largura mais estreita.<sup>3</sup>



## Implante Glúteo Redondo

Possui uma base e perfil redondo, com uma superfície lisa brilhante. Ideal para pessoas que possuem um formato de quadril com tamanho e proporção iguais, onde sua altura e largura são semelhantes.<sup>3</sup>



# Existe mais de um tipo de inserção para colocação ou posição do implante glúteo?

Quatro abordagens podem ser utilizadas para a colocação dos implantes glúteos, que serão avaliadas pelo cirurgião plástico em sua consulta:

- **SUBFASCIAL** (*sob a fáscia ou pré muscular*)
- **SUBMUSCULAR** (*abaixo do músculo*)
- **INTRAMUSCULAR** (*dentro do músculo maior*)

## Como é o pós-cirúrgico?



Antes



Depois

Imagens meramente ilustrativas

### Cicatriz da Cirurgia

A cicatriz desta cirurgia se localiza na linha superior entre os glúteos, com 6 cm de comprimento em média, ficando portanto totalmente escondida quando a(o) paciente está de pé.

1- UNDERGOING GLUTEOPLASTY. AESTHETIC PLASTIC SURGERY, V. 40, N. 1, P. 30-37, 2016.

2- DE LA PEÑA-SALCEDO, JOSE ABEL ET AL. GLUTEAL LIFT WITH SUBFASCIAL IMPLANTS. AESTHETIC PLASTIC SURGERY, V. 37, N. 3, P. 521-528, 2013.



## Recuperação e Recomendações

O tempo médio de internação é de 24 horas ou de acordo com a recomendação do cirurgião plástico.<sup>4</sup> Já em casa, você deve manter repouso relativo durante a primeira semana. Não será necessário o repouso em leito, pode caminhar, se sentar e dormir com o abdômen para cima ou para baixo. Porém, não é recomendado dormir de lado ou subir escadas durante uma semana e a recuperação leva em média duas semanas.<sup>(1,4)</sup>

## Retorno à Rotina

A volta à rotina ocorre em cerca de dez a quatorze dias, dependendo das atividades realizadas<sup>1,4</sup>. A(o) paciente pode retornar a uma atividade diária que não exija grande esforço físico.<sup>4</sup>

## Quando retornar às atividades físicas?

Não existe restrição física após a recuperação completa, que dura cerca de dois meses. Porém, qualquer tipo de ginástica e atividades desportivas pode ser realizada a partir de três meses após a cirurgia.<sup>4</sup> **Mas lembre-se de seguir todas as orientações do seu cirurgião plástico.**

3 - WWW.DRMARCELOOLIVAN.COM.BR - 05/03/2018 AS 17H00 - AESTHETIC SURGERY TECHNIQUES: A CASE-BASED APPROACH. GLUEAL AUGMENTATION. MARCELO OLIVAN, MD

4 - HTTP://DRFERNANDOSERRA.COM/PROCEDIMENTOS\_GLUTEOS\_PROTESE.HTML - 20/03/2018 AS 10H00

5 - HTTP://CLINICALANGE.COM.BR/75=GLUTEO - 27/03/2018 AS 14H00



## DESDE 1978 LANÇANDO AS NOVAS GERAÇÕES DE IMPLANTES DE SILICONE NO MUNDO.

Presente no mercado desde 1978, a SILIMED reúne toda sua tecnologia à modernidade e à sofisticação de um mercado cada vez mais exigente e tem por vocação servir a cirurgia plástica, no sentido de disponibilizar produtos de altíssima qualidade que possam satisfazer as necessidades dos clientes e pacientes.

Os produtos da Silimed são fabricados com matéria-prima de primeira qualidade e tecnologia de ponta. Foi a primeira no mundo a identificar cada peça com um número de série individual, o que permite a rastreabilidade de seus produtos, proporcionando mais segurança.

Sendo assim, a Silimed está comprometida com a qualidade de seus produtos, buscando sempre proporcionar o melhor para você.



### **Silimed Indústria de Implantes Ltda.**

Rua Figueiredo Rocha, 374

Rio de Janeiro • RJ • Brasil • CEP: 21240 - 660.

Responsável Técnico: Marlos de Oliveira e Souza  
Químico - CRQ (III) RJ: 03230137

### **SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:**

Horário de atendimento de Seg. a Sex. 09h às 18h

**0800 9424 199**

**assessoria@silimed.com.br**

### **Atendimento Comercial**

Horário de atendimento de Seg. a Sex. 09h às 18h

**0800 6031 500**

[www.silimed.com.br](http://www.silimed.com.br)

 Silimed Brasil / Silimed Latam

 @Silimed.Official